

Le gilet pratique vous accompagne dans toutes vos activités quotidiennes. Nous vous conseillons de le porter dès que vous êtes actif. Il peut être enfilé à volonté dans la journée. Il n'est pas nécessaire de le porter lorsque vous êtes allongé sur votre canapé, mais il n'y a néanmoins pas de contre-indication à cela.

PRÉCAUTIONS

ATTENTION : les solutions textiles doivent être impérativement lavées une première fois en machine à 30 degrés avant une première utilisation.

- Ne pas utiliser le produit à proximité de sources de chaleur importantes ou de sources électriques avec de hauts voltages.
- Ne pas serrer trop fort les attaches pour éviter un effet garrot.
- Positionner le bas du produit sur les sous-vêtements pour éviter une abrasion due à la bande antiglisse.
- En cas d'inconfort, gêne, irritation, enlever le produit et consulter le service clients PERCKO.
- Stocker le produit à température ambiante, loin de toute source de chaleur, de préférence dans l'emballage d'origine.
- Pour des raisons d'hygiène et de performance, ne pas prêter le produit.

COMMENT PORTER MON GILET PRATIQUE ?

- ① Enfilez le produit comme un gilet.
- ② Positionnez le volet arrière au niveau des fesses, au-dessus ou en dessous du pantalon, à votre convenance.
- ③ Attachez la ceinture à scratch à l'avant du produit.
- ④ Repositionnez le volet à l'arrière du produit si besoin.

COMMENT RETIRER MON GILET PRATIQUE ?

- Détachez la ceinture à scratch.
- Enlevez le produit comme un gilet.
- Afin de préserver au mieux votre gilet, scratchez la ceinture lorsque vous ne le portez pas.

A QUELLE FRÉQUENCE PORTER LE GILET PRATIQUE ?

Il doit être porté au moins une demi-journée pour commencer à avoir un effet sur la rééducation.

QUE DOIS-JE RESENTIR ?

Après le port prolongé du gilet pratique, vos habitudes commencent à changer. Il est normal que les premiers jours, vous ressentiez de légères courbatures.

CONTRE-INDICATIONS

- Une pathologie entraînant une faiblesse articulaire, tendineuse et osseuse du tronc et du membre supérieur
- Une maladie inflammatoire aigüe et/ou entorse d'une ou plusieurs articulations du membre supérieur ou du tronc
- Une fracture tassement d'une ou plusieurs vertèbres de moins de 3 mois ou non consolidée
- Une arthropathie dégénérative
- La maladie de Paget
- Une sténose du canal radiculaire
- Une spondylarthrite ankylosante
- Une opération chirurgicale récente, non cicatrisée du tronc ou du membre supérieur
- Une rupture tendineuse ou ligamentaire, partielle ou complète, des membres supérieurs ou du tronc, de moins de 2 mois

En cas de doute, demandez systématiquement l'avis de votre médecin traitant.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Demander l'avis de votre médecin avant utilisation en cas de :

- Grossesse
- Ostéoporose

ENTRETIEN

Lavage en machine à 30°C (cycle délicat ou synthétique), de préférence dans un sac de lavage. Ne pas utiliser de détergent, adoucissant ou de produit agressif (produits chlorés). Essorage en machine à 700 tours/minute maximum. Sécher à l'air libre, loin d'une source de chaleur. Pas de nettoyage à sec. Pas de repassage. Pour assurer son efficacité maximale, nous conseillons de renouveler le produit, tous les 300 lavages.

COMPOSITION

Tissu : 80% Polyamide, 20% Elasthane

Conservez cette notice.

Pour plus d'informations concernant le port et les effets du gilet pratique, contactez-nous à l'adresse **contact@percko.com**.

Portail de signalement des événements sanitaires indésirables :
https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil
IFU_LyneHome_V2_01092023

Dispositif médical CE